

UNIESTER C: ENDUITE À BASE DE POLYESTER: La suture UNIESTER C est une suture chirurgicale, stérile, non résorbable, tressée et enduite, composée de téréphtalate de polyéthylène. La formule moléculaire empirique du polymère est (C₁₆H₁₈O₂)_n. La suture est enduite de Filodel (dispersion d'éthylcellulose) qui sert de lubrifiant pour faciliter le passage à travers les tissus, et pour améliorer la capacité globale de manipulation de la suture. UNIESTER C est disponible en couleur naturelle (blanche) et colorée en vert au vert d&C n° 6. UNIESTER C est disponible dans une gamme de tailles et de longueurs de fil, non aigülettée ou fixée à des aiguilles en acier inoxydable de tailles et de types divers. Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme de produits dans le catalogue. UNIESTER C satisfait aux exigences de la Pharmacopée européenne relatives aux sutures non résorbables et stériles.

INDICATIONS: Les sutures UNIESTER/UNIESTER C sont indiquées dans les cas généraux de ligature et/ou rapprochement des tissus mous, y compris dans le cadre de procédures cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

APPLICATION: Les sutures doivent être choisies et implantées en fonction de l'état du patient, de l'acte chirurgical, de la technique chirurgicale et de la taille de la plaie. **COMPORTEMENT:** Les sutures UNIESTER/UNIESTER Cuscitent une réaction inflammatoire initiale minimale dans les tissus, suivie d'une encapsulation progressive de la suture par des tissus conjonctifs fibreux. Selon des études chez des animaux, aucune diminution significative de la résistance à la rupture du polyester n'a été démontrée au fil du temps.

CONTRE-INDICATIONS: Aucune connue.

AVERTISSEMENTS/PRECAUTIONS/INTERACTIONS: Les utilisateurs doivent bien connaître les procédures et techniques chirurgicales employant des sutures non résorbables avant d'utiliser les sutures UNIESTER/UNIESTER C pour fermer des plaies, car le risque de déchissance des plaies peut varier en fonction du site d'application et du matériau de suture utilisé. Comme avec tout corps étranger, tout contact prolongé entre une suture quelconque et des solutions salines, telles que celles se trouvant dans les voies urinaires et biliaires, peut causer la formation de calculs. Il convient de suivre les pratiques chirurgicales acceptables en matière de gestion des plaies infectées ou contaminées. Les nœuds doivent être sécurisés de manière adéquate en utilisant la technique chirurgicale normalisée des nœuds plats, avec des lacets supplémentaires, selon les circonstances chirurgicales et l'expérience du chirurgien. Lors de la manipulation de ces sutures ou d'autres, il convient de bien veiller à éviter tout dommage. Évitez tout dommage par écrasement ou crêpage causé par l'application d'instruments chirurgicaux, comme des forceps ou des porte-aiguilles. Il convient de bien veiller à éviter tout dommage lors de la manipulation d'aiguilles chirurgicales. Saisissez l'aiguille dans une zone se trouvant à une distance comprise entre un tiers (1/3) et la moitié (1/2) de la distance entre l'extrémité de fixation et la pointe. Si l'aiguille est saisie dans la zone de la pointe, cela pourrait nuire à sa capacité de pénétration et entraîner une fracture de l'aiguille. Si l'aiguille est saisie au niveau du talon ou de l'extrémité de fixation, cela pourrait causer une flexion ou une rupture. Si les aiguilles sont remises en forme, elles pourraient perdre de leur résistance à la flexion et à la rupture. Les utilisateurs doivent faire bien attention lorsqu'ils manipulent des aiguilles chirurgicales, afin d'éviter de se piquer accidentellement. Mettez les aiguilles usagées au rebut dans des récipients pour « instruments pointus ».

EFFETS INDÉSIRABLES: Les effets indésirables associés à l'utilisation de ce dispositif comprennent une réaction inflammatoire initiale minimale dans les tissus, et une irritation locale transitoire au niveau du site de la plaie. Comme tous les corps étrangers, UNIESTER/UNIESTER

C peut intensifier une infection existante.

STÉRILITÉ: Les sutures UNIESTER/UNIESTER C sont stérilisées par irradiation ou à l'oxyde d'éthylène gazeux, comme indiqué sur l'emballage. À usage unique. Ne pas restériliser. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Mettre au rebut les sutures ouvertes non utilisées.

STOCKAGE: Conditions de stockage recommandées: En dessous de 25°C, à l'abri de l'humidité et de toute source de chaleur. Ne pas utiliser après la date d'expiration.

RENFORTS: Cette suture peut être munie d'un renfort en polyester ou PTFE (polytétrafluoroéthylène) afin de réduire le risque de déchirure des sutures dans les tissus. Les renforts sont indiqués dans les cas de fermeture vasculaire, réparation septale, fermeture myocardique, réparation hépatique et suture valvulaire.

AVERTISSEMENTS: Les renforts en PTFE (polytétrafluoroéthylène) ne doivent pas être irradiés. En cas d'inclusion d'un renfort en PTFE (polytétrafluoroéthylène), le procédé de stérilisation se fait à l'oxyde d'éthylène gazeux, comme indiqué sur l'étiquette du sachet.

SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ÉTIQUETAGE:

■ Fabricant

EC REP Représentant autorisé dans la Communauté européenne

REF Numéro de catalogue

LOT Code de lot

ITD Consulter le mode d'emploi

STER Stérilisation par irradiation

STER Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Ⓢ Ne pas réutiliser

Ⓢ Ne pas restériliser

Ⓢ Garder au sec

☼ À conserver à l'abri de la lumière

Ⓢ Stocker en dessous de 25°C

Ⓢ Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Ⓢ Date de fabrication

Ⓢ À utiliser avant (mois & année)

CE 1023 Ce produit est conforme aux exigences de la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux et des normes harmonisées.

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023

CE 1023