

تعليمات الإستخدام

معقم، وستعمل لمراة واحدة

بونيبرو

خيوط / أربطة أحدي صناعية وغير

متخصصة من البولي بروبيلن.

وصف المنتج: تعتبر خيوط بونيبرو مغلفة بواسطة غاز أكسيد الائتين،

غير قابلة لامتصاص، وعففة، وبقى عدم اعاذه تعقيمها، لا

تستخدمها إذا كانت المغيرة مقيدة أو حذف ثالث بها، يجب

الخلاص من العيوب المقتوحة والخيوط التي يستخدمها

التخزين: شروط التخزين الموصى بها: تحت درجة حرارة ٢٥°م، وبعدة من الاربطة والحرارة المعاشرة، لا

تستملها بعمر تأثيره.

GEBRUIKTE SYMBOLEN OP LABELS:

Fabrikant
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Número de catálogo
Catalogusnummer

Código do lote
Batchcode

Consulte instruções de uso
Esterilizado com óxido de etileno

Não reutilize
Resterilisering med etylenoxid

Mantenha seco
Sterilisering med etylenoxid

Mantenha longe da luz solar
Resterilisering med etylenoxid

Armazene em uma temperatura abaixo de 25°C
Resterilisering med etylenoxid

Sterilização con ossido di etilene
Non riutilizzare

Non sterilizzare nuovamente.
Non riutilizzare

Conservare in luogo asciutto.
Non sterilizzare

Tenere lontano dalla luce del sole.
Non sterilizzare

Conservare a una temperatura inferiore a 25°C
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Data de fabricação
Utilize até (mês e ano)

Utilizzare entro (mese e anno).
O prodotto deve obbedire aos requisitos da diretiva 93/42/EEC para dispositivos médicos e normas harmonizadas.

CE
1023
Produktet måler til at overholde de tekniske krav i direktiv 93/42/EEC om helseutstyr og de europeiske standarder.

الصانع
الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي

EC REP
 رقم الكatalog
REF
 رقم التسبيبة
LOT

رائع تعليمات الاستخدام
عمقة باستخدام أكسيد الائين

لا يجب إعادة استعمالها
لا يجوز استخدامها مجددًا

Dutch GEBRUIKSAANWIJZING
Steriel, eenmalig gebruik

UNIPRO
MONOFILAMENT POLYPROPYLEEN
SYNTETISCHE, NIET-ABSORBERBARE CHIRURGISCHE HECHTDRADEN/LIGATUREN

BESCHRIJVING: UNIPRO-hechtdraad is een monofilament, synthetische, niet-absorberbare, steriele chirurgische hechtdraad samengesteld uit een isotactische kristallijn stereo-isomeer van polypropyleen, een synthetisch lineair polyolefine. De moleculaire formule is $(C_3H_6)_n$. UNIPRO-is verkrijgbaar in blauw geverfd met ftalocyanine/antrachinon-blauw. UNIPRO-is verkrijbaar in een groot aantal verschillende draaddiktes en lengtes, zonder naald of bevestigd aan roestvrijstaalnaalden van verschillende soorten en maten. U vindt de volledige details van het productassortiment in de catalogus. UNIPRO-voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese Farmacopee voor steriele, niet-absorbeerbare polypropylene hechtdraad.

REAKCIJE AVVERSE: reazioni avverse associate all'utilizzo di questo strumento includono una reazione infiammatoria iniziale minima e un'irritazione locale transitoria attorno al ferito. Come tutti i corpi estratti, le suture UNIPRO potrebbero peggiorare un'infezione preesistente.

STERILITÀ: le suture UNIPRO sono sterilizzate con gas ossido di etilene. Solo monouso. Non sterilizzare nuovamente. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata. Eliminare le suture aperte/non utilizzate.

CONSERVAZIONE: condizioni di conservazione consigliate: conservare a una temperatura inferiore ai 25°C, lontano da umidità e calore diretto. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

APPLICAZIONE: le suture devono essere scelte e impiantate in base alle condizioni del paziente, all'esperienza e tecnica chirurgica e alle dimensioni della ferita.

UTILIZZO: le suture UNIPRO provocano una reazione infiammatoria iniziale minima nei tessuti, seguita da un

endomagge. Mettere au rebut les sutures ouvertes/non utilisées.

STOCKAGE: Conditions de stockage recommandées:

En dessous de 25°C, à l'abri de l'humidité et de toute source de chaleur. Ne pas utiliser après la date d'expiration.

RENFORTS: Cette suture peut être munie d'un renfort en polyester ou PTFE (polytétrafluoroéthylène) afin de réduire le risque de déchirure des sutures dans les tissus. Les renforts sont indiqués dans les cas de fermeture vasculaire, réparation septale, fermeture myocardique, réparation hépatique et suture valvulaire.

AVERTISSEMENTS: Les renforts en PTFE (polytétrafluoroéthylène) ne doivent pas être irradiés. En cas d'inclusion d'un renfort en PTFE (polytétrafluoroéthylène), le procédé de stérilisation se fait à l'oxyde d'éthylène gazeux, comme indiqué sur l'étiquette du sachet.

SYMBOLS UTILISÉS SUR L'ETIQUETAGE:

Fabricant
Representant autorisé dans la Communauté européenne

Número de catálogo
Code de lot

Conselter le mode d'emploi
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Ne pas réutiliser
Ne pas résteriliser

Garder au sec
À conserver à l'abri de la lumière

Stocker en dessous de 25°C
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Mode de fabrication
À utiliser avant (mois & année)

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux et des normes harmonisées.

Italian ISTRUZIONI PER L'USO

Sterile, monouso

UNIPRO

SUTURE/LIGATURE NON RIASSORBIBILI SINTETICHE PER USO CHIRURGICO

MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE

DESCRIZIONE: UNIPRO è una sutura sterile non riassorbibile sintetica per uso chirurgico monofilamento in stereoisomerico cristallino isotattico di polipropilene, una poliolefina lineare sintetica. La formula molecolare è $(C_3H_6)_n$. UNIPRO è disponibile in blu tinto con blu aiguille dans une zone se trouvant à une distance comprise entre un tiers (1/3) et la moitié (1/2) de la distance entre l'extrémité de fixation et la pointe. Si l'aiguille est saisie dans la zone de la pointe, cela pourrait nuire à sa capacité de pénétration et entraîner une fracture de l'aiguille. Si l'aiguille est saisie au niveau du talon ou de l'extrémité de fixation, cela pourrait causer une flexion ou une rupture. Si les aiguilles sont remises en forme, elles pourraient perdre de leur résistance à la flexion et à la rupture. Les utilisateurs doivent faire bien attention lorsqu'ils manipulent des aiguilles chirurgicales, afin d'éviter de se piquer accidentellement. Mettez les aiguilles usagées au rebut dans des récipients pour « instruments pointus ».

EFFETS INDÉSIRABLES: Les effets indésirables associés à l'utilisation de ce dispositif comprennent: une réaction inflammatoire initiale minime dans les tissus, et une irritation locale transitoire au niveau du site de la plaie. Comme tous les corps étrangers, UNIPRO peut intensifier une infection existante.

STERILITÉ: Les sutures UNIPRO sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène gazeux. A usage unique. Ne pas restériliser. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou

graduale incapsulamento della sutura nel tessuto fibroso connettivo. Le suture UNIPRO non vengono riassorbite, né sono soggette a decomposizione o indebolimento dei setti, chiusura del miocardio, riparazione epatica e sutura valvolare.

AVERTENZE: i materiali di rinforzo in PTFE (politetrafluoroetilene) non possono essere sterilizzati mediante irradiazione. Quando è incluso un materiale di rinforzo in PTFE (politetrafluoroetilene), le suture saranno sterilizzate con gas ossido di etilene, come indicato sull'etichetta del prodotto.

REINFORZI: Diese Naht kann mit einem Verstärker aus Polyester oder PTFE (Polytetrafluoroäthylen) versehen werden, um die Gefahr der Rissbildung während der Naht zu verringern. In manchen Fällen kann die Naht verstärkt werden, um die Nahtfestigkeit zu erhöhen.

WARNUNGEN: Die Naht darf nicht mit Strahlung sterilisiert werden. Wenn ein Verstärker aus PTFE (Polytetrafluoroäthylen) enthalten ist, muss die Naht mit Ethylenoxid sterilisiert werden, wie auf dem Etikett angegeben.

SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ETIQUETAGE:

Fabricant
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Número de catálogo
Code de lot

Consultar el modo d'uso
Estérilización con óxido de etileno

No reutilizar
No reestérilizar

Mantener seco
Mantener lejos de la luz solar

Almacenar en un ambiente inferior a 25°C
No utilizar si la caja está dañada

modo de fabricación
Utilizar antes (mes y año)

Este producto cumple con las exigencias de la directiva 93/42/EEC para dispositivos médicos y las normas armonizadas.

Italian ISTRUZIONI PER L'USO

Sterile, monouso

UNIPRO

SUTURE/LIGATURE NON RIASSORBIBILI SINTETICHE PER USO CHIRURGICO

MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE

DESCRIZIONE: UNIPRO è una sutura sterile non riassorbibile sintetica per uso chirurgico monofilamento in stereoisomerico cristallino isotattico di polipropilene, una poliolefina lineare sintetica. La formula molecolare è $(C_3H_6)_n$. UNIPRO è disponibile in blu tinto con blu aiguille dans une zone se trouvant à une distance comprise entre un tiers (1/3) et la moitié (1/2) de la distance entre l'extrémité de fixation et la pointe. Si l'aiguille est saisie dans la zone de la pointe, cela pourrait nuire à sa capacità di pénétration e entrainare une fracture de l'aiguille. Si l'aiguille est saisie au niveau del talon ou de l'extrémité de fixation, cela pourrait causer une flexion ou une rupture. Si les aiguilles sont remises en forme, elles pourraient perdre de leur résistance à la flexion et à la rupture. Les utilisateurs doivent faire bien attention lorsqu'ils manipulent des aiguilles chirurgicales, afin d'éviter de se piquer accidentellement. Mettez les aiguilles usagées au rebut dans des récipients pour « instruments pointus ».

EFFETS INDÉSIRABLES: Les effets indésirables associés à l'utilisation de ce dispositif comprennent: une réaction inflammatoire initiale minime dans les tissus, et une irritation locale transitoire au niveau du site de la plaie. Comme tous les corps étrangers, UNIPRO peut intensifier une infection existante.

STERILITÉ: Les sutures UNIPRO sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène gazeux. A usage unique. Ne pas restériliser. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou

graduale incapsulamento della sutura nel tessuto fibroso connettivo. Le suture UNIPRO non vengono riassorbite, né sono soggette a decomposizione o indebolimento dei setti, chiusura del miocardio, riparazione epatica e sutura valvolare.

AVERTENZE: i materiali di rinforzo in PTFE (politetrafluoroetilene) non possono essere sterilizzati mediante irradiazione. Quando è incluso un materiale di rinforzo in PTFE (politetrafluoroetilene), le suture saranno sterilizzate con gas ossido di etilene, come indicato sull'etichetta del prodotto.

REINFORZI: Diese Naht kann mit einem Verstärker aus Polyester oder PTFE (Polytetrafluoroäthylen) versehen werden, um die Gefahr der Rissbildung während der Naht zu verringern. In manchen Fällen kann die Naht verstärkt werden, um die Nahtfestigkeit zu erhöhen.

WARNUNGEN: Die Naht darf nicht mit Strahlung sterilisiert werden. Wenn ein Verstärker aus PTFE (Polytetrafluoroäthylen) enthalten ist, muss die Naht mit Ethylenoxid sterilisiert werden, wie auf dem Etikett angegeben.

SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ETIQUETAGE:

Fabricante
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Número de catálogo
Code de lot

Consultar las instrucciones de uso
Estérilización con óxido de etileno

No reutilizar
No reestérilizar

Mantener seco
Mantener lejos de la luz solar

Almacenar en un ambiente inferior a 25°C
No utilizar si la caja está dañada

modo de fabricación
Utilizar antes (mes y año)

Este producto cumple con las exigencias de la directiva 93/42/EEC para dispositivos médicos y las normas armonizadas.

Italian ISTRUZIONI PER L'USO

Sterile, monouso

UNIPRO

SUTURE/LIGATURE NON RIASSORBIBILI SINTETICHE PER USO CHIRURGICO

MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE

DESCRIZIONE: UNIPRO è una sutura sterile non riassorbibile sintetica per uso chirurgico monofilamento in stereoisomerico cristallino isotattico di polipropilene, una poliolefina lineare sintetica. La formula molecolare è $(C_3H_6)_n$. UNIPRO è disponibile in blu tinto con blu aiguille dans une zone se trouvant à une distance comprise entre un tiers (1/3) et la moitié (1/2) de la distance entre l'extrémité de fixation et la pointe. Si l'aiguille est saisie dans la zone de la pointe, cela pourrait nuire à sa capacità di pénétration e entrainare una frattura dell'aiguille. Se l'aiguille viene afferrata dal tallone o dalla punta, si potrebbe causarne il piegamento o la rottura. Se gli aghi vengono raddrizzati possono perdere la loro tensione e diventare meno resistenti al piegamento e alla rottura. L'operatore deve maneggiare gli aghi chirurgici con estrema cautela onde evitare lesioni involontarie provocate dalla punta dell'aiguille. Gettare gli aghi usati in contenitori per oggetti taglienti.

EFFETTI INDESIRABILI: Efectos adversos asociados a la utilización de este dispositivo comprenden: una reacción inflamatoria inicialmente mínima en los tejidos, y una irritación local transitoria en el sitio de la herida. Como todos los cuerpos extraños, UNIPRO puede intensificar una infección existente.

STERILITÀ: Las suturas UNIPRO son esterilizadas a la óxido de etileno. A uso único. No resterilizar. No utilizar si el paquete esté abierto o danificado.

REINFORZI: Diese Naht kann mit einem Verstärker aus Polyester oder PTFE (Polytetrafluoroäthylen) versehen werden, um die Gefahr der Rissbildung während der Naht zu verringern. In manchen Fällen kann die Naht verstärkt werden, um die Nahtfestigkeit zu erhöhen.

WARNUNGEN: Die Naht darf nicht mit Strahlung sterilisiert werden. Wenn ein Verstärker aus PTFE (Polytetrafluoroäthylen) enthalten ist, muss die Naht mit Ethylenoxid sterilisiert werden, wie auf dem Etikett angegeben.

SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ETIQUETAGE:

Fabricante
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Número de catálogo
Code de lot

Consultar las instrucciones de uso
Estérilización con óxido de etileno

<p